

## Carboxy Red Latex Microspheres

### DESCRIPTION

单分散乳胶微球是通过将染色质基团结合到聚苯乙烯微球基体或表面来制备的。通过专有的表面涂层工艺（如独特的表面改性），羧基在红色微球表面的改性。红色乳胶微球因其颜色鲜艳、性能稳定、粒径分布窄的特点，被应用于显微镜测定、免疫检测、凝集反应等检测等领域。北京百欧泰生物科技有限公司可以提供一系列的成分，尺寸和颜色不同的乳胶微球。此外，百欧泰生物还可以提供定制的粒度和功能基团的微球，以满足客户对灵敏度和线性范围的特定需求。

### PRODUCT INFORMATION

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Type          | latex microspheres                                 |
| Concentration | 2.5%                                               |
| Surface       | -/NH <sub>2</sub> /COOH                            |
| Diameter      | 100 nm-100 um                                      |
| Buffer        | Supplied in DI Water.                              |
| Size          | 10 ml or other size                                |
| Storage       | Stored at 4 °C. Do not freeze. Protect from light. |

### Advantage

粒度均匀

颜色艳丽

足够的表面官能团

北京百欧泰生物科技有限公司

Tel: 400-669-8850 Email: [info@biotyscience.com](mailto:info@biotyscience.com)

Address: 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

## **Applications**

显微镜分析

颗粒增强免疫浊度 (PET)

固相免疫分析法

乳胶凝集试验

微球捕获酶联免疫吸附试验

## **Storage**

Store product away from direct sunlight at 2-8 ° C.

Do NOT freeze.

When stored as specified the product is stable for at least six months.

## **Contact Us**

**QQ:** 499854788

3494243873

**WeChat:** 13681256816; 15511114213

**Email:** info@biotyscience.com

**Tel:** 400-669-8850

15511114213; 13681256816